

HANDI-MOVE MODEL 1630-1641

MOBIELE TILLIFT

HANDLEIDING



**Lees deze handleiding grondig voor gebruik.
Laat uw tilsysteem jaarlijks inspecteren. Zie deze handleiding voor meer informatie.
De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.**

Inhoud

1.	Veiligheidsvoorschriften	3
2.	Toepassingsgebied	5
3.	Productinformatie	6
4.	Montagevoorschriften	7
5.	Verklaring van de symbolen	8
5.1.	Symbolen op het typeplaatje en verpakking	8
5.2.	Typeplaatje en verpakkingslabel	9
5.3.	Waarschuwingsetiketten	10
6.	Werking	11
6.1.	De Mobiele Tillift operationeel maken	11
6.2.	Bediening	11
6.3.	De stang voor de spreiding van het U-vormig onderstel	11
6.4.	Laden van de batterijen	11
6.5.	Nooddaling	12
6.6.	Verplaatsen en tillen	12
7.	Reinigen, opbergen en verwijderen	14
7.1.	Het toestel reinigen	14
7.2.	Het toestel opbergen	14
7.3.	Verwijderen bij einde levensduur	14
8.	Inspectie	15
8.1.	Inspectie voor elk gebruik	15
8.2.	Jaarlijkse inspectie	15
9.	Problemen oplossen	16
10.	Technische specificaties	17
11.	Onderdelenlijst	19
12.	Reserveonderdelen en jaarlijkse inspectie	20
13.	Garantie	21
14.	EG Verklaring van overeenstemming	22


1. Veiligheidsvoorschriften

- Alvorens de Mobiele Tillift te gebruiken, vergewis u ervan dat:
 - De gebruiker/begeleider de gepaste instructie en training heeft gekregen.
 - De begeleider ten allen tijde volledige aandacht schenkt aan de gebruiker.
 - Deze gebruiksinstructies aandachtig werden doorgenomen en begrepen.
 - De Mobiele Tillift enkel gebruikt wordt met Handi-Move artikelen of door Handi-Move goedgekeurde artikelen.
- De maximum toegelaten belasting kan verschillend zijn tussen Mobiele Tillift, tiljuk en tildoek. Hier geldt dan de laagst toegelaten belasting als maximum toegelaten belasting.
- Gebruik de Mobiele Tillift niet wanneer hij gebreken vertoont (zie hoofdstuk 8).
- Indien er onderlinge elektromagnetische invloed wordt uitgeoefend tussen dit toestel en een ander toestel, mogen deze toestellen niet samen gebruikt worden.
- De gebruikstemperatuur moet tussen 10°C en 40°C liggen. De luchtvochtigheid moet tussen de 30% en 70% liggen.



LET OP!

LAAT DE HEFARM VOLDOENDE ZAKKEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN DE MOBIELE TILLIFT ZODAT U NIET TEGEN HET PLAFOND OF TEGEN DE BOVENKANT VAN DE DEUOPENING STOOT.




BRENG DE BENEN VAN HET U-VORMIG ONDERSTEL EVENWIJDIG TIJDENS DE TRANSFER.

PLAATS DE VOETEN NIET IN DE ZONE DIE HET ONDERSTEL BESTRIJKT TERWIJL U HET OPENT.

GEBRUIK DE MOBIELE TILLIFT NIET TIJDENS HET OPLADEN.

BELAST DE MOBIELE TILLIFT NOOIT ZIJDELINGS, DIT WIL ONDER MEER ZEGGEN, NOOIT TILLEN INDIEN DE OP TE TILLEN PERSOON ZICH NIET TUSSEN HET U-VORMIG ONDERSTEL BEVINDT.



GEBRUIK DE MOBIELE TILLIFT NOOIT OP OPPERVLAKTES DIE MEER DAN 5° HELLEN.

DE MOBIELE TILLIFT NIET SNELLER VOORTBEWEGEN DAN DE NORMALE STAPSNELHEID.

VERPLAATS DE MOBIELE TILLIFT NOOIT DOOR TE TREKKEN AAN OF TE DUWEN TEGEN DE ACTUATOR OF LASTARM.

GEBRUIK DE LIFT NIET ONDER STROMEND WATER.

DE MAGNETEN IN DE HANDBEDIENING KUNNEN DE WERKING VAN PACEMAKERS EN GEÏMPLANTEERDE DEFIBILATOREN BEÏNVLOEDEN. WANNEER DE AFSTAND TUSSEN DE HANDBEDIENING EN DE PACEMAKER (OF GEÏMPLANTEERDE DEFIBILATOREN) GROTER IS DAN 10 CM IS ER GEEN INVLOED MEER VAN DE MAGNETEN OP DE WERKING VAN DE PACEMAKER (OF GEÏMPLANTEERDE DEFIBILATOREN).

CONTACTEER UW ARTS INDIEN U HIEROVER MEER INFORMATIE WENST.

Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet door de gebruiker en/of patiënt worden gemeld aan de fabrikant. In de Europese Unie moet elk ernstig voorval steeds gemeld worden aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt zijn/is gevestigd.


2. Toepassingsgebied

De Mobiele Tillift wordt gebruikt in ziekenhuizen, revalidatiecentra, geriatische centra, verzorgingstehuizen, dagcentra en privéwoningen, om personen met bewegingsbeperkingen te transfereren. Zodoende wordt overbelasting bij verzorgers, door het dragen van te zware lasten, vermeden en een verbeterde mobiliteit aan personen met een handicap gegarandeerd. Transfers gebeuren van of naar een bed, ligstoel, rolstoel, bad, toilet, grondoppervlak en verzorgingstafel.

3. Productinformatie


In deze gebruiksaanwijzing zal er worden verwezen naar de volgende onderdelen van uw Mobiele Tillift.

- A U-vormig onderstel op wieltjes
- B Mast
- C Hefarm
- D Wiel met rem
- E Wiel zonder rem
- F Stang voor de spreiding van het U-vormig onderstel
- G Bedieningskast
- H Geïntegreerd tiljuk
- I Actuator
- J Bedieningsklavier met LED
- K Handgreep
- L Hoofd/noodschakelaar
- M Connector actuator
- N Connector handbediening
- O Connector lader
- P Zekeringhouder + zekering 8AT
- Q Handbediening



4. Montagevoorschriften


1. Activeer de remmen op de achterste wielen van het U-vormig onderstel (rembeugel met de voet indrukken).
2. Schuif de mast in het U-vormig onderstel.




LET OP!

PLAATS UW VINGERS NIET OP HET EINDE VAN DE MAST (WAAR U DEZE IN HET ONDERSTEL SCHUIFT) ZODAT ZE NIET GEKNELD KUNNEN RAKEN.


3. Draai de draaiknop in wijzerzin om het onderstel en de mast te verbinden. Hierdoor worden onderstel en mast geborgd.



4. Neem de bedieningskast en schroef er de 2 bovenste schroeven gedeeltelijk in.



5. Monteer de box op de steun door de schroeven in de gleuven te schuiven.
6. Monteer de 3de schroef in de box en zet de 2 andere vast.
7. Koppel de connectors aan. Verbind de handbediening met de bedieningskast.
8. Verbind de actuator met de bedieningskast.
9. Duw op de op/neer knoppen van de handbediening om te controleren of de Mobiele Tillift functioneert.




5. Verklaring van de symbolen

5.1. Symbolen op het typeplaatje en verpakking

	Droog houden
	Het toestel moet opgeslagen worden bij een temperatuur tussen -10 en +40°C.
	Het toestel moet opgeslagen worden bij een luchtvochtigheid tussen de 30 en 70%.
	Het toestel moet opgeslagen worden bij een luchtdruk tussen de 700 en 1060hPa.
	Lees de handleiding alvorens het toestel te gebruiken.
	Model nummer
	Productiedatum
	Serienummer
	Fabrikant naam en adres
	Lees de handleiding alvorens het toestel te gebruiken.
	Dubbel geïsoleerd toestel Uitrusting van Klasse II volgens EN 60601-1
	Type B in overeenstemming met EN 60601-1.
	Dit apparaat voldoet aan de Verordening Medische Hulpmiddelen MDR 2017/745.
	In de Europese Unie dient dit product via een daartoe gespecialiseerd recyclingbedrijf te worden gerecycled. Dit product mag niet aan de normale huisvuil verwijdering worden aangeboden.
	Duidt aan dat dit een medisch hulpmiddel is volgens verordening (EU) betreffende medische hulpmiddelen 2017/745
	Unique device identification
IPX0	Internationale protectiewaarde tegen vaste objecten en water. Geen bescherming tegen water; het toestel mag niet gebruikt worden bij regen of mag niet blootgesteld worden aan drup.
SWL	Maximaal tilvermogen


	Pacemakers Magneten kunnen de werking van pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren beïnvloeden. • Een pacemaker kan in de teststand worden geschakeld en een gevoel van onwelzijn veroorzaken. • Een defibrillator werkt eventueel niet meer. • Houd als drager van dit soort apparaten voldoende afstand van magneten. • Waarschuw dragers van zulke apparaten dat ze niet in de buurt van magneten mogen komen.
---	--

5.2. Typeplaatje en verpakkingslabel




5.3. Waarschuwingsetiketten

Verplaats de Mobiele Tillift nooit door te trekken aan of te duwen tegen de actuator of lastarm.



Gebruik van de nooddaling.



Lees aandachtig de handleiding

- Read the manual before using.
- Lesen Sie die Betriebsanleitung bevor benutzen.
- Lire le manuel avant utilisation.
- Lees de handleiding voor het gebruik.




6. Werking

6.1. De Mobiele Tillift operationeel maken.

Om de Mobiele Tillift in te schakelen druk de groene knop (I-stand) op de hoofd/noodschakelaar van de bedieningskast in, om hem uit te schakelen op de rode knop drukken (0-stand).

De rode knop doet tegelijkertijd dienst als noodschakelaar.

Wanneer de groene knop is ingedrukt, zal de led van het bedieningsklavier oplichten en is de mobiele lift operationeel.



6.2. Bediening


De Mobiele Tillift wordt bediend door de druktoetsen op de handbediening of via het bedieningsklavier op de bedieningskast.

	hefarm omhoog
	hefarm omlaag

6.3. De stang voor de spreiding van het U-vormig onderstel

De breedte van het U-vormig onderstel kan eenvoudig worden aangepast d.m.v. de stang. Duw de stang iets naar voren en vervolgens naar links om de benen van het U-vormig onderstel te spreiden. Laat de stang steeds in één van de uitsparingen van de geleiding rusten. Het verstelmechanisme werd zo ontworpen dat het slechts een minimale weerstand biedt en dus met één hand kan worden bediend.

Door de benen van het U-vormig onderstel te spreiden kan men bijvoorbeeld gemakkelijk rond een rolstoel plaatsnemen. Breng de benen van het U-vormig onderstel evenwijdig bij elkaar tijdens de transfer.



6.4. Laden van de batterijen

Het is aan te raden de Mobiele Tillift regelmatig te laden (om de levensduur van de batterijen te verlengen en lege batterijen te vermijden).

De automatische lader maakt overladen onmogelijk.

Hoe laden?

- Sluit de lader aan op de bedieningskast en op het net. (110/230 Vac)
- Het verkleiklicht van de lader geeft volgende functie weer:
 - Oranje/geel : batterijen worden geladen
 - Groen : batterijen zijn volledig opgeladen



OPMERKING

ALS DE MOBIELE TILLIFT EEN GELUIDSSIGNAAL GEEFT, MOETEN DE BATTERIJEN DRINGEND WORDEN OPGELADEN.



LET OP!

GEBRUIK DE MOBIELE TILLIFT NIET TIJDENS HET OPLADEN


6.5. Nooddaling

In geval van een defect is het mogelijk om een patiënt mechanisch te laten dalen: Bij het in tegenwijzerzin draaien van de draaiknop bovenaan de actuator verplaatst deze zich naar beneden.

6.6. Verplaatsen en tillen


Tijdens de transfer van de gebruiker verplaatst u de Mobiele Tillift met behulp van de handgreep aan de mast.

Tijdens het stijgen en dalen van de Mobiele Tillift de remmen niet activeren. Activeer de remmen wanneer er een kans bestaat dat de lift schade kan toebrengen aan de gebruiker, door zich te verplaatsen naar de gebruiker toe, b.v. bij het tillen van de grond.



LET OP!

LAAT DE HEFARM VOLDOENDE ZAKKEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN DE MOBIELE TILLIFT ZODAT U NIET TEGEN HET PLAFOND OF TEGEN DE BOVENKANT VAN DE DEUOPENING STOOT.




BRENG DE BENEN VAN HET U-VORMIG ONDERSTEL EVENWIJDIG TIJDENS DE TRANSFER.

PLAATS DE VOETEN NIET IN DE ZONE DIE HET ONDERSTEL BESTRIJKT TERWIJL U HET OPENT.

GEBRUIK DE MOBIELE TILLIFT NIET TIJDENS HET OPLADEN.

BELAST DE MOBIELE TILLIFT NOOIT ZIJDELINGS, DIT WIL ONDER MEER ZEGGEN, NOOIT TILLEN INDIEN DE OP TE TILLEN PERSOON ZICH NIET TUSSEN HET U-VORMIG ONDERSTEL BEVINDT.



GEBRUIK DE MOBIELE TILLIFT NOOIT OP OPPERVLAKTES DIE MEER DAN 5° HELLEN.

VERPLAATS DE MOBIELE TILLIFT NOOIT DOOR TE TREKKEN AAN OF TE DUWEN TEGEN DE ACTUATOR OF LASTARM.

7. Reinigen, opbergen en verwijderen

7.1. Het toestel reinigen

- Reinig de Mobiele Tillift met gewone zeep en een lichtjes vochtige doek.
- Vermijd het vochtig worden van elektrische onderdelen.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of overvloedig water.
- Indien u wenst te desinfecteren: gebruik een product op basis van alcohol.

7.2. Het toestel opbergen

- Berg de Mobiele Tillift op in een ruimte met een luchtvochtigheid tussen 30 en 70% en een temperatuur tussen -10° en + 40°C.
- Zorg ervoor dat de noodschakelaar ingedrukt is wanneer u de Mobiele Tillift opbergt.
- Koppel de batterijen los indien u de Mobiele Tillift voor lange tijd niet gebruikt.

7.3. Verwijderen bij einde levensduur

- Verpakking: verpakkingskarton en plastic folie kunnen gerecycleerd worden.
- Elektrische en elektronische onderdelen en batterijen: moeten verwijderd worden conform de EAAE regelgeving (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), of in overeenstemming met lokale of nationale regelgeving.
- Tildoeken: te verwijderen als niet recyclebaar afval.
- Tillift, rails, tiljuk en tilbeugel: onderdelen die voornamelijk bestaan uit metaal moeten als metaal worden gerecycleerd.
- Kunststof onderdelen en toebehoren van de tilbeugel: te verwijderen als niet recyclebaar afval.

8. Inspectie

8.1. Inspectie voor elk gebruik

- Werking van de noodschakelaar. Indien de noodschakelaar (rode knop) geactiveerd is, mag de Mobiele Tillift niet werken.
- Het vrij rollen van de wielen. Wielen moeten kunnen ronddraaien.
- Het openen en sluiten van het onderstel.
- Visuele schade aan de Mobiele Tillift.

8.2. Jaarlijkse inspectie

- De Mobiele Tillift moet minstens 1 keer per jaar aan een inspectie worden onderworpen.
- De inspectie mag enkel uitgevoerd worden door Handi-Move of een door Handi-Move erkend monteur.
- Na de inspectie wordt er een rapport opgemaakt over welke testen er zijn uitgevoerd en welke onderdelen er vervangen zijn.

9. Problemen oplossen


- De Mobiele Tillift werkt helemaal niet:
 - Controleer of de noodschakelaar is ingedrukt en of de led brandt.
 - Test de functies op de bedieningskast.
 - Test de handbediening.
 - Bel de technische dienst (zie hoofdstuk 12).
- De handbediening werkt niet:
 - Probeer de functies op de bedieningskast.
 - Bel de technische dienst (zie hoofdstuk 12).
- De wielen: het rollen verloopt moeizaam:
 - Controleer of er zich geen vuilophoping op de wielen heeft gevormd.
- De opwaartse beweging verloopt trager dan normaal:
 - Laad de batterijen op
 - Indien dit geen verbetering brengt belt u de technische dienst (zie hoofdstuk 12).

10. Technische specificaties

Max tilvermogen	175 kg (1630) / 200 kg (1641)	
Nooddaling	Mechanisch	
Noodschakelaar	aanwezig	
Gewicht	totale lift	41 kg (1630) / 48 kg (1641)
	bedieningskast	7 kg
Constructie	staal; gelakt (bedieningskast: Aluminium gelakt)	
Covers	ABS	
Wielen	ø 100 mm (achteraan voorzien van rem)	
Actuator	24 Vdc, Linak LA44	
Batterijen	dicht en onderhoudsvrij 2 x 12 Vdc; 8 Ah	
Batterijindicatie	Akoestisch	
Aantal liften bij volle batterijen	120 bij 90 kg / 50 cm	
Lader	Type Mascot 9940/2541	
	Ingang: 0.9 A 100 - 240 Vac 50 -60 Hz, klasse II	
	Uitgang: 24 Vdc Max 1.3 A (type 9940) 1.2 A (type 2541)	
Laadtijd vanaf signaal	4 uur	
Geluid	dbA 50	
Veiligheidsklasse	IPx0	
Verwachte levensduur	10 jaar , onder voorbehoud van correct gebruik, onderhoud (zie punt 7) en jaarlijkse inspecties (zie punt 8) (batterijen hebben een geschatte levensduur van 2 à 4 jaar afhankelijk van het gebruik)	
Benodigde kracht	Bij de start	90N
	Tijdens rijden	60N
Draaicirkel	1300 mm (1630) / 1370 mm (1641)	
Max. werkcyclus liftaandrijving	15% MAX (1min. AAN / 7min. UIT)	
SNELHEDEN (cm/sec)	1630	1641
Stijgen (zonder belasting)	3,6	3,4
Dalen (zonder belasting)	3,6	3,4
Stijgen (belasting 90kg)	2,9	2,8
Dalen (belasting 90kg)	3,3	3,1
Stijgen (max. belasting)	2,3	2,1
Dalen (max. belasting)	3	2,7

AFMETINGEN (IN MM)

	1630	1641		1630	1641
A	1320	1420	H	540	445
B	685	705	H'	1240	1335
B'	495	505	H1	1130	1130
B1	1090	1275	H2	1780	1825
C	425	490	H3	2020	2080
C1	255	280	L	1150	1230
C2	610	515	L'	280	530
D	110	110	L1	1150	1360
T	580		L2	1325	1425
T'	145				



11. Onderdelenlijst

art 1630 0290	(1630) U-Vormig onderstel
art 1630 0300	(1630) stang voor de spreiding van het u-vormig onderstel
art 1640 0290	(1641) U-Vormig onderstel
art 1640 0300	(1641) stang voor de spreiding van het u-vormig onderstel
art 1640 9050	bedieningskast
art 3200 0513	zekering 8A
art 2580 0100	handbediening
art 3050	lader

Een gedetailleerde lijst is beschikbaar op aanvraag.

12. Reserveonderdelen en jaarlijkse inspectie

Contacteer uw Handi-Move verdeler voor reserveonderdelen, onderhoud, jaarlijkse inspectie en vrijblijvende informatie.

Voor het adres van een Handi-Move verdeler in uw buurt:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write the address of a Handi-Move distributor in their area.

Handi-Move nv
Ten Beukeboom 13
9400 Ninove
België
Tel + 32 54 31 97 10
e-mail : info@handimove.com
website : www.handimove.com

13. Garantie

Deze uitrusting wordt verkocht onder een exclusieve garantie van 2 jaar vanaf verkoopdatum.

De producent garandeert dat de uitrusting vrij van gebreken is inzake materiaal en vakmanschap. Wij verklaren dat we alle produkten, of onderdelen ervan, zullen herstellen of vervangen, die binnen de vermelde garantieperiode naar onze fabriek zijn teruggestuurd, en waarvan na onderzoek blijkt dat het produkt gebrekkig is. Dit geldt niet voor batterijen. De kosten voor het terugzenden van herstellende of vervangen produkten worden door de fabriek betaald.

Deze garantie is niet van toepassing als de toestellen het voorwerp zijn geweest van verkeerd gebruik, onjuiste bedrading (niet de onze), foutieve installatie, of in gebruik werden genomen zonder rekening te houden met de instructies die wij hiervoor hebben gegeven of gerepareerd of gewijzigd werden door anderen dan de fabriek of de officiële vertegenwoordiger ervan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We behouden het recht voor om onze toestellen te allen tijde voor de levering geheel of gedeeltelijk aan te passen om verbeteringen aan te brengen die door het bedrijf als noodzakelijk worden beschouwd. Dit houdt niet in dat we ons ertoe zouden verbinden om vroeger geleverde toestellen te wijzigen of aan te passen of om nieuwe toestellen te leveren die voldoen aan vroegere specificaties.

Beschadigingen moeten binnen de 14 dagen na ontvangst van de toestellen worden gemeld. Zichtbare schade aan de verpakking moet bij de levering op de ontvangstnota worden vermeld.

Deze garantie vervangt nadrukkelijk alle andere expliciete of impliciete garanties. Wij gaan geen enkele verbintenis aan, en geven niemand de toestemming om voor ons een verbintenis aan te gaan, in verband met de verkoop of het gebruik van deze toestellen. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor daaruitvolgende of uitzonderlijke schade. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot toebehoren of onderdelen die niet door ons werden geleverd.

14. EG Verklaring van overeenstemming



EU Declaration of Conformity

According to Medical Devices Regulation MDR 2017/745

Manufacturer / Fabrikant / Fabricant / Hersteller

Handi-Move NV - Ten Beukeboom 13 - B 9400 Ninove - Belgium

SRN (Single Registration Number): BE-MF-000016949

Name device **Handi-Move Mobile Lift "16xx"**

Naam hulpmiddel **Handi-Move Mobiele Lift "16xx"**

Nom dispositif **Handi-Move Soulève-personne Mobile "16xx"**

Name Hilfsmittel **Handi-Move Mobiler Lifter "16xx"**

Basic UDI-DI **54040166MBLRH**

Model numbers	Standard	Foldable Plooiift Pliable Reiselifter	Small	Mini	Hydraulic
With swivelhook / met draainagel / avec tourillon / mit Drehnagel	1640	-	1631	-	-
With spreader bar / met tiljuk / avec fléau / mit Aufhängevorrichtung	1641	1635	1630	1615	1610
Intended purpose	The Handi-Move mobile lift 16xx is intended to transfer persons with limited mobility.				
Beoogd gebruik	De Handi-Move mobiele lift 16xx is bedoeld om personen met beperkte mobiliteit te transfereren.				
Destination médicale	Le soulève-personne mobile Handi-Move 16xx est utilisé pour transférer des personnes à mobilité réduite.				
Zweckbestimmung	Der Handi-Move Mobiler Lifter 16xx wird zum Transfer von Personen mit eingeschränkter Mobilität eingesetzt.				

Classification MDR **Class I (rule 1 + 13, MDR2017/745 annex VIII)**

Harmonised standards applied / Geharmoniseerde normen toegepast
Normes harmonisées appliquées / Harmonisierte Standards angewendet

EN ISO 15223-1:2021; EN ISO14971:2019/A11:2021



EU Declaration of Conformity

According to Medical Devices Regulation MDR 2017/745

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Handi-Move NV. The devices covered by the present EU declaration are in conformity with the Medical Devices Regulation MDR 2017/745 and the RoHS Directive 2011/65/EU.

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van Handi-Move NV. De toestellen die onder deze EU-verklaring vallen, zijn in overeenstemming met de Verordening Medische Hulpmiddelen MDR 2017/745 en de RoHS Richtlijn 2011/65/EU.

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité de Handi-Move NV. Les dispositifs couverts par la présente déclaration UE sont conformes au Règlement sur les Dispositifs Médicaux MDR 2017/745 et la Directive RoHS 2011/65/UE.

Diese Konformitätsklärung wird unter der alleinigen Verantwortung von Handi-Move NV ausgestellt. Die von dieser EU-Erklärung erfassten Geräte entsprechen der Medizinprodukteverordnung MDR 2017/745 und RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

Stefan Van Raemdonck bvba
Director Handi-Move international
Ninove, 17-09-2025

