


HANDI-MOVE MODEL 1635

MOBIELE PLOOILIFT

HANDLEIDING



**Lees deze handleiding grondig voor gebruik.
Laat uw tilsysteem jaarlijks inspecteren. Zie deze handleiding voor meer informatie.
De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.**

Inhoud


1.	Veiligheidsvoorschriften	3
2.	Toepassingsgebied	5
3.	Productinformatie	6
4.	Montagevoorschriften	7
5.	Verklaring van de symbolen	9
5.1.	Symbolen op het typeplaatje en verpakking.....	9
5.2.	Typeplaatje en verpakkingslabel.....	10
5.3.	Waarschuwingsetiketten.....	11
6.	Werking.....	13
6.1.	De elektrische handbediening.....	13
6.2.	De elektrische noodbediening.....	13
6.3.	De Noodschakelaar	13
6.4.	De voetpedaal voor de spreiding van het U-vormig onderstel.....	13
6.5.	Laadprocedure.....	14
6.6.	Nooddaling	15
6.7.	Verplaatsen en tillen.....	15
7.	Reinigen, opbergen en verwijderen	17
7.1.	Het toestel reinigen.....	17
7.2.	Het toestel opbergen.....	17
7.3.	Verwijderen bij einde levensduur	17
8.	Inspectie	18
8.1.	Inspectie voor elk gebruik	18
8.2.	Jaarlijkse inspectie	18
9.	Problemen oplossen.....	19
10.	Technische specificaties.....	20
11.	Onderdelenlijst.....	22
12.	Reserveonderdelen en jaarlijkse inspectie.....	23
13.	Garantie	24
14.	EG - verklaring van overeenstemming	25

1. Veiligheidsvoorschriften

- Alvorens de mobiele plooilift te gebruiken, vergewis u ervan dat:
 - De gebruiker/de begeleider de gepaste instructie en training heeft gekregen.
 - De begeleider ten allen tijde volledige aandacht schenkt aan de gebruiker.
 - Deze gebruiksinstructies aandachtig werden doorgenomen en begrepen.
 - De mobiele plooilift enkel gebruikt wordt met Handi-Move artikelen of door Handi-Move goedgekeurde artikelen.
- De maximum toegelaten belasting kan verschillend zijn tussen mobiele plooilift, tiljuk en tildoeck. Hier geldt dan de laagst toegelaten belasting als maximum toegelaten belasting.
- Gebruik de mobiele plooilift niet wanneer hij gebreken vertoont (zie hoofdstuk 8).
- Indien er onderlinge elektromagnetische invloed wordt uitgeoefend tussen dit toestel en een ander toestel, mogen deze toestellen niet samen gebruikt worden. EMC Klasse A toestel : enkel te gebruiken door professionelen en personeel dat de gepaste training heeft gekregen.
- De gebruikstemperatuur moet tussen 10°C en 40°C liggen. De luchtvochtigheid moet tussen de 30% en 70% liggen.

⚠ LET OP!

LAAT DE HEFARM VOLDOENDE ZAKKEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN DE MOBIELE PLOOILIFT ZODAT U NIET TEGEN HET PLAFOND OF TEGEN DE BOVENKANT VAN DE DEUROPENING STOOT.




BRENG DE BENEN VAN HET U-VORMIG ONDERSTEL EVENWIJDIG TIJDENS DE TRANSFER.

PLAATS DE VOETEN NIET IN DE ZONE DIE HET ONDERSTEL BESTRIJKT TERWIJL U HET OPENT.

GEBUIK DE MOBIELE PLOOILIFT NIET TIJDENS HET OPLADEN.

BELAST DE MOBIELE PLOOILIFT NOOIT ZIJDELINGS, DIT WIL ONDER MEER ZEGGEN, NOOIT TILLEN INDIEN DE OP TE TILLEN PERSOON ZICH NIET TUSSEN HET U-VORMIG ONDERSTEL BEVINDT.




GEBUIK DE MOBIELE PLOOILIFT NOOIT OP OPPERVAKTES DIE MEER DAN 5° HELLEN.

VERPLAATS DE MOBIELE PLOOILIFT NOOIT DOOR TE TREKKEN AAN OF TE DUWEN TEGEN DE ACTUATOR OF LASTARM.



DE MOBIELE PLOOILIFT NIET SNELLER VOORTBEWEGEN DAN DE NORMALE STAPSNELHEID.

VERGEWIS U ERVAN DAT HET TILJUK NIET IN DE TILJUKVERGRENDELING ZIT ALVORENS DE HEFARM TE BEDIENEN.



VERGEWIS U ERVAN DAT DE VERGRENDELING MAST-ONDERSTEL GEMONTEERD EN VASTGEDRAAID IS ALVORENS DE LIFT TE BEDIENEN.

DE MAGNETEN IN DE HANDBEDIENING KUNNEN DE WERKING VAN PACEMAKERS EN GEÏMPLANTEERDE DEFIBILATOREN BEÏNVLOEDEN. WANNEER DE AFSTAND TUSSEN DE HANDBEDIENING EN DE PACEMAKER (OF GEÏMPLANTEERDE DEFIBILATOREN) GROTER IS DAN 10 CM IS ER GEEN INVLOED MEER VAN DE MAGNETEN OP DE WERKING VAN DE PACEMAKER (OF GEÏMPLANTEERDE DEFIBILATOREN).
CONTACTEER UW ARTS INDIEN U HIEROVER MEER INFORMATIE WENST.

GEBRUIK DE LIFT NIET ONDER STROMEND WATER.

Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet door de gebruiker en/of patiënt worden gemeld aan de fabrikant. In de Europese Unie moet elk ernstig voorval steeds gemeld worden aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt zijn/is gevestigd.




2. Toepassingsgebied

De mobiele plooilift wordt gebruikt in ziekenhuizen, revalidatiecentra, geriatische centra, verzorgingstehuizen, dagcentra en privéwoningen, om personen met bewegingsbeperkingen te transfereren. Zodoende wordt overbelasting bij verzorgers, door het dragen van te zware lasten, vermeden en een verbeterde mobiliteit aan personen met een handicap gegarandeerd. Transfers gebeuren van of naar een bed, ligstoel, rolstoel, bad, toilet, grondoppervlak en verzorgingstafel.

3. Productinformatie

In deze gebruiksaanwijzing zal er worden verwezen naar de volgende onderdelen van uw mobiele plooilift.

- A U-vormig onderstel op wieltjes
- B mast
- C hefarm
- D handbediening
- E voetpedaal
- F vergrendeling mast-onderstel
- G wielen met rem
- H wielen zonder rem
- I tiljuk
- J vergrendeling tiljuk
- K actuator
- L noodddaling
- M bedieningskast met ingebouwde lader
- N noodstop
- O afneembare bedieningskast
- P elektrische noodbediening
- Q indicatielamp stroom van de lader (on = ingeschakeld)
- R laadstroomlampje (charge = laadt)
- S batterij-indicatie (LCD)



4. Montagevoorschriften


stap 1. Verwijder alle onderdelen uit de verpakking en leg alles voorzichtig op de vloer.



LET OP!


SOMMIGE ONDERDELEN KUNNEN ZWAAR ZIJN EN 2 PERSONEN VEREISEN VOOR DE INSTALLATIE.

- stap 2. Activeer de remmen op de achterste wielen van het U-vormig onderstel (rembeugel met de voet indrukken).
- stap 3. Verwijder de vergrendeling van de mast bovenaan de toegeplooid lift,
- stap 4. Zet de mast rechtop en laat deze in de onderstel-mast verbinding zakken



LET OP!

GEVAAR VOOR KLEMMEN VAN DE VINGERS. HOUD DE VINGERS VERWIJDERD VAN DE ONDERSTEL-MAST VERBINDING WANNEER U DE MAST RECHTOP ZET. ZORG ERVOOR DAT DE KABELS NIET GEKLEMD RAKEN WANNEER U DE LIFT PLOOIT OF RECHTOP ZET.



- stap 5. Gebruik de schroef om het onderstel en de mast te verbinden. Hierdoor worden onderstel en mast geborgd.




LET OP!

VERGEWIS U ERVAN DAT DE VERGREDELING MAST-ONDERSTEL GEMONTEERD EN VASTGEDRAAID IS ALVORENS DE LIFT TE BEDIENEN.




- stap 6. Verbind de handbediening met de bedieningskast.
- stap 7. Verbind de actuator met de bedieningskast.
- stap 8. Vergewis u ervan dat het tiljuk niet in de tiljukvergrendeling zit alvorens de hefarm te bedienen.
- stap 9. Duw op de op/neer knoppen van de handbediening om te controleren of het toestel functioneert.
- stap 10. Controleer via de batterij indicatie (LCD display) of de batterijen volledig zijn opgeladen.
- stap 11. Verbind de laadkabel met de bedieningskast.
- stap 12. Controleer of het indicatielampje van de lader brandt tijdens het laden.




5. Verklaring van de symbolen

5.1. Symbolen op het typeplaatje en verpakking

	Droog houden
	Het toestel moet opgeslagen worden bij een temperatuur tussen -10 en +40°C.
	Het toestel moet opgeslagen worden bij een luchtvochtigheid tussen de 30 en 70%.
	Het toestel moet opgeslagen worden bij een luchtdruk tussen de 700 en 1060hPa.
	Lees de handleiding alvorens het toestel te gebruiken.
	Model nummer
	Productiedatum
	Serienummer
	Fabrikant naam en adres
	Lees de handleiding alvorens het toestel te gebruiken.
	Dubbel geïsoleerd toestel Uitrusting van Klasse II volgens EN 60601-1
	Type B in overeenstemming met EN 60601-1.
	Dit apparaat voldoet aan de Verordening Medische Hulpmiddelen MDR 2017/745.
	In de Europese Unie dient dit product via een daartoe gespecialiseerd recyclingbedrijf te worden gerecycled. Dit product mag niet aan de normale huisvuil verwijdering worden aangeboden.
	Duidt aan dat dit een medisch hulpmiddel is volgens verordening (EU) betreffende medische hulpmiddelen 2017/745
	Unique device identification
IPX0	Internationale protectiewaarde tegen vaste objecten en water. Geen bescherming tegen water; het toestel mag niet gebruikt worden bij regen of mag niet blootgesteld worden aan drup.
SWL	Maximaal tilvermogen

	Pacemakers Magneten kunnen de werking van pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren beïnvloeden. • Een pacemaker kan in de teststand worden geschakeld en een gevoel van onwelzijn veroorzaken. • Een defibrillator werkt eventueel niet meer. • Houd als drager van dit soort apparaten voldoende afstand van magneten. • Waarschuw dragers van zulke apparaten dat ze niet in de buurt van magneten mogen komen.
---	--

5.2. Typeplaatje en verpakkingslabel




5.3. Waarschuwingsetiketten


Verplaats de mobiele plooilift nooit door te trekken aan of te duwen tegen de actuator of lastarm.




Gebruik van de nooddaling.




Gevaar voor klemmen van de vingers. Houd de vingers verwijderd van de onderstel-mast verbinding wanneer u de mast rechtop zet.




Laat de hefarm voldoende zakken bij het verplaatsen van de mobiele plooilift zodat u niet tegen het plafond of tegen de bovenkant van de deuropening stoot.




Belast de mobiele plooilift nooit zijdelings, dit wil onder meer zeggen, NOOIT tillen indien de op te tillen persoon zich niet tussen het U-vormig onderstel bevindt.



Vergewis u ervan dat het tiljuk niet in de tiljukvergrendeling zit alvorens de hefarm te bedienen.



Vergewis u ervan dat de vergrendeling mast-onderstel gemonteerd en vastgedraaid is alvorens de lift te bedienen.



6. Werking

6.1. De elektrische handbediening


Als de mobiele plooilift operationeel is, drukt u op de ↑ of ↓ knop op de handbediening om de hefarm omhoog en omlaag te laten bewegen.



LET OP!

DE MOBIELE PLOOILIFT WERKT ALLEEN INDIEN DE NOODSCHAKELAAR NIET IS INGEDRUKT. INDIEN DIT WEL ZO IS, DIENT U DE NOODSCHAKELAAR EEN KWART SLAG NAAR RECHTS TE DRAAIEN OM DEZE TE DEACTIVEREN.

VERGEWIS U ERVAN DAT HET TILJUK NIET IN DE TILJUKVERGREDELING ZIT ALVORENS DE HEFARM TE BEDIENEN.




6.2. De elektrische noodbediening

In het geval de handbediening defect is, kan u de hefarm laten dalen door een smal voorwerp in de gemarkeerde opening op de bedieningskast te duwen.



LET OP!


HET GEBRUIKTE VOORWERP MAG NIET SCHERP ZIJN !



6.3. De Noodschakelaar


Druk de rode knop op de bedieningskast in bij mogelijk gevaar. Elke beweging van de hefarm wordt onmiddellijk onderbroken.

Om de mobiele plooilift opnieuw te activeren draait u de schakelaar een kwart slag in wijzerzin zodat ze terug naar boven klikt.



6.4. De voetpedaal voor de spreiding van het U-vormig onderstel


De breedte van het U-vormig onderstel kan eenvoudig worden aangepast door de voetpedaal links naar beneden te duwen om te openen en rechts naar beneden te duwen om te sluiten.



6.5. Laadprocedure

Met een ingebouwde lader:

- stap 1. Steek de stekker van de lader in het stopcontact.
- stap 2. Controleer of de lampjes op de bedieningskast branden.
- stap 3. Wanneer het indicatielampje "Charge" dooft, zijn de batterijen opgeladen.




LET OP!


DE NOODSCHAKELAAR MAG TIJDENS HET LADEN NIET INGEDRUKT ZIJN.

Met een op de muur gemonteerde lader:


- stap 1. Plaats uw vingers onder de draagbeugel van de afneembare bedieningskast en duw de vergrendeling open.



- stap 2. Verwijder de bedieningskast van de mobiele plooilift zoals aangegeven.



- stap 3. Plaats de van de mobiele plooilift verwijderde bedieningskast op de lader.
- stap 4. Steek de stekker in het stopcontact, het indicatielampje "Charge" geeft aan dat de batterijen worden geladen.
- stap 5. Wanneer het indicatielampje "Charge" dooft, zijn de batterijen opgeladen en kunt u de bedieningskast weer op de mobiele plooilift plaatsen. Zorg ervoor dat de deze goed vergrendeld is in de houder (u hoort een 'klik').




LET OP!

DE BEDIENINGSKAST IS ALLEEN DAN GOED VERGRENDELD ALS U EEN 'KLIK' HOORT BIJ HET TERUGPLAATSEN. INDIEN DE BATTERIJ NIET VERGRENDELD IS, ZAL DE MOBIELE PLOOILIFT NIET WERKEN.

Het is aan te raden om de batterijen regelmatig te laden (om de levensduur van de batterijen te verlengen en lege batterijen te vermijden). Na circa 6 uur zijn de batterijen volledig opgeladen.

Overladen is niet mogelijk met de automatische lader. Wanneer de batterijen opgeladen zijn, schakelt de lader automatisch uit.



LET OP!


NIET LADEN IN NATTE/VOCHTIGE RUIMTES.

DRUK NA GEBRUIK DE NOODSCHAKELAAR IN, HIERDOOR WORDT DE STROOMTOEVOER VERBROKEN EN GAAN DE BATTERIJEN LANGER MEE.

TIJDENS HET LADEN BRANDT HET INDICATIELAMPJE. WANNEER DE BATTERIJEN MAXIMAAL GELADEN ZIJN, DOOFT HET LAMPJE. INDIEN HET LAMPJE NA 8 UUR LADEN NOG STEEDS BRANDT, MOETEN DE BATTERIJEN WAARSCHIJNLIJK WORDEN VERVANGEN. STOP MET LADEN EN VERVANG DE BATTERIJEN.

6.6. Nooddaling

Duw de rode nooddalingsknop recht naar boven. De nooddaling werkt enkel wanneer de hefarm belast is, dus wanneer er een patiënt in de lift hangt.



6.7. Verplaatsen en tillen


Tijdens de transfer van de gebruiker verplaatst u de mobiele plooilift met behulp van de handgreep aan de mast.

Tijdens het stijgen en dalen van de mobiele plooilift de remmen niet activeren. Activeer de remmen wanneer er een kans bestaat dat de lift letsel kan toebrengen aan de gebruiker, door zich te verplaatsen naar de gebruiker toe, b.v. bij het tillen van de grond.





LET OP!

LAAT DE HEFARM VOLDOENDE ZAKKEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN DE MOBIELE PLOOILIFT ZODAT U NIET TEGEN HET PLAFOND OF TEGEN DE BOVENKANT VAN DE DEUROOPENING STOOT.



BRENG DE BENEN VAN HET U-VORMIG ONDERSTEL EVENWIJDIG TIJDENS DE TRANSFER.

PLAATS DE VOETEN NIET IN DE ZONE DIE HET ONDERSTEL BESTRIJKT TERWIJL U HET OPENT.	GEBRUIK DE MOBIELE PLOOILIFT NIET TIJDENS HET OPLADEN.
BELAST DE MOBIELE PLOOILIFT NOOIT ZIJDELINGS, DIT WIL ONDER MEER ZEGGEN, NOOIT TILLEN INDIEN DE OP TE TILLEN PERSOON ZICH NIET TUSSEN HET U-VORMIG ONDERSTEL BEVINDT. 	GEBRUIK DE MOBIELE PLOOILIFT NOOIT OP OPPERVAKTES DIE MEER DAN 5° HELLEN.
VERPLAATS DE MOBIELE PLOOILIFT NOOIT DOOR TE TREKKEN AAN OF TE DUWEN TEGEN DE ACTUATOR OF LASTARM. 	DE MOBIELE PLOOILIFT NIET SNELLER VOORTBEWEGEN DAN DE NORMALE STAPSNELHEID.
VERGEWIS U ERVAN DAT HET TILJUK NIET IN DE TILJUKVERGRENDELING ZIT ALVORENS DE HEFARM TE BEDIENEN. 	VERGEWIS U ERVAN DAT DE VERGRENDELING MAST-ONDERSTEL GEMONTEERD EN VASTGEDRAAID IS ALVORENS DE LIFT TE BEDIENEN. 
DE MAGNETEN IN DE HANDBEDIENING KUNNEN DE WERKING VAN PACEMAKERS EN GEÏMPLANTEERDE DEFIBRILATOREN BEÏNVOEDEN. WANNEER DE AFSTAND TUSSEN DE HANDBEDIENING EN DE PACEMAKER (OF GEÏMPLANTEERDE DEFIBRILATOREN) GROTER IS DAN 10 CM IS ER GEEN INVLOED MEER VAN DE MAGNETEN OP DE WERKING VAN DE PACEMAKER (OF GEÏMPLANTEERDE DEFIBRILATOREN). CONTACTEER UW ARTS INDIEN U HIEROVER MEER INFORMATIE WENST.	GEBRUIK DE LIFT NIET ONDER STROMEND WATER.

7. Reinigen, opbergen en verwijderen

7.1. Het toestel reinigen

- Reinig de mobiele plooilift met gewone zeep en een lichtjes vochtige doek.
- Vermijd het vochtig worden van elektrische onderdelen.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of overvloedig water.
- Indien u wenst te desinfecteren: gebruik een product op basis van alcohol.


7.2. Het toestel opbergen

Berg de mobiele plooilift op in een ruimte met een luchtvochtigheid tussen 30 en 70% en een temperatuur tussen -10° en + 40°C.

- stap 1. Vergrendel het tiljuk in de tiljukvergrendeling.
- stap 2. Activeer de remmen op de achterste wielen.
- stap 3. Schroef de mastvergrendeling los, til de mast lichtjes naar boven en vouw hem naar beneden.
- stap 4. Vergrendel de mast met de mastvergrendeling.

Zorg ervoor dat de noodschakelaar ingedrukt is wanneer u het toestel opbergt.

Verwijder de batterijen wanneer u de mobiele plooilift voor een lange periode niet gebruikt.



7.3. Verwijderen bij einde levensduur

- Verpakking: verpakkingskarton en plastic folie kunnen gerecycleerd worden.
- Elektrische en elektronische onderdelen en batterijen: moeten verwijderd worden conform de EAAE regelgeving (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), of in overeenstemming met lokale of nationale regelgeving.
- Tildoeken: te verwijderen als niet recycleerbaar afval.
- Tillift, rails, tiljuk en tilbeugel: onderdelen die voornamelijk bestaan uit metaal moeten als metaal worden gerecycleerd.
- Kunststof onderdelen en toebehoren van de tilbeugel: te verwijderen als niet recycleerbaar afval.

8. Inspectie

8.1. Inspectie voor elk gebruik

- Werking van de noodschakelaar. Indien de noodschakelaar (rode knop) geactiveerd is, mag de mobiele plooilift niet werken.
- Het vrij rollen van de wielen. Wielen moeten kunnen ronddraaien.
- Het openen en sluiten van het onderstel.
- Visuele schade aan de mobiele plooilift.

8.2. Jaarlijkse inspectie

- De mobiele plooilift moet minstens 1 keer per jaar aan een inspectie worden onderworpen.
- De inspectie mag enkel uitgevoerd worden door Handi-Move of een door Handi-Move erkend monteur.
- Na de inspectie wordt er een rapport opgemaakt over welke testen er zijn uitgevoerd en welke onderdelen er vervangen zijn.

9. Problemen oplossen


- De mobiele plooilift werkt helemaal niet:
 - Controleer of de noodschakelaar is ingedrukt en of de lcd brandt.
 - Test de functies op de bedieningskast.
 - Test de handbediening.
 - Controleer of de stekker van de actuator goed is aangesloten.
 - Bel de technische dienst (zie hoofdstuk 12).
- De handbediening werkt niet:
 - Probeer de functies op de bedieningskast.
 - Bel de technische dienst (zie hoofdstuk 12).
- De wielen: het rollen verloopt moeizaam:
 - Controleer of er zich geen vuilophoping op de wielen heeft gevormd.
 - Bel de technische dienst (zie hoofdstuk 12).
- De opwaartse beweging verloopt trager dan normaal:
 - Laad de batterijen op
 - Indien dit geen verbetering brengt, belt u de technische dienst (zie hoofdstuk 12).

10. Technische specificaties

Max tilvermogen	175 kg
Nooddaling	mechanisch
Noodschakelaar	aanwezig
Gewicht	43 kg
Constructie	staal; gelakt
Bedieningskast + lader	ABS
Wielen	ø 100 mm (achteraan voorzien van rem)
Batterijen	dicht en onderhoudsvrij 2 x 12 volt 2,9 ah herlaadbaar
Charger	Ingang: max 400 mA 100-240 Vac 50 -60 Hz, Class II
	Uitgang: 24 Vdc Max 250 VA
Aantal liften bij volle batterijen	40
Verwachte levensduur	10 jaar , onder voorbehoud van correct gebruik, onderhoud (zie punt 7) en jaarlijkse inspecties (zie punt 8) (batterijen hebben een geschatte levensduur van 2 à 4 jaar afhankelijk van het gebruik)
Max. werkcyclus liftaandrijving	15% MAX (1min. AAN / 7min. UIT)

AFMETINGEN (mm)

A	1317
B	685
B'	518
B1	1245
C	530
D	110
H1	225
H2	1685
H3	1920
H4	450
L	1205
L'	385
L1	1150
L2	1240
T	580
T'	145




11. Onderdelenlijst

art. 1620 0040.....	afneembare bedieningskast
art 1620 0310	bedieningskast incl. lader met display
art 1620 0060	netsnoer 220V
art 1620 0070	netsnoer 110V
art 1620 0320	handbediening

12. Reserveonderdelen en jaarlijkse inspectie

Contacteer uw Handi-Move verdeler voor reserveonderdelen, onderhoud, jaarlijkse inspectie en vrijblijvende informatie.

Voor het adres van een Handi-Move verdeler in uw buurt:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write the address of a Handi-Move distributor in their area.

Handi-Move nv
Ten Beukeboom 13 9400
Ninove
België
Tel + 32 54 31 97 10
e-mail : info@handimove.com
website : www.handimove.com

13. Garantie

Deze uitrusting wordt verkocht onder een exclusieve garantie van 2 jaar vanaf verkoopdatum.

De producent garandeert dat de uitrusting vrij van gebreken is inzake materiaal en vakmanschap. Wij verklaren dat we alle produkten, of onderdelen ervan, zullen herstellen of vervangen, die binnen de vermelde garantieperiode naar onze fabriek zijn teruggestuurd, en waarvan na onderzoek blijkt dat het produkt gebrekkig is. Dit geldt niet voor batterijen. De kosten voor het terugzenden van herstellende of vervangen produkten worden door de fabriek betaald.

Deze garantie is niet van toepassing als de toestellen het voorwerp zijn geweest van verkeerd gebruik, onjuiste bedrading (niet de onze), foutieve installatie, of in gebruik werden genomen zonder rekening te houden met de instructies die wij hiervoor hebben gegeven of gerepareerd of gewijzigd werden door anderen dan de fabriek of de officiële vertegenwoordiger ervan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We behouden het recht voor om onze toestellen te allen tijde voor de levering geheel of gedeeltelijk aan te passen om verbeteringen aan te brengen die door het bedrijf als noodzakelijk worden beschouwd. Dit houdt niet in dat we ons ertoe zouden verbinden om vroeger geleverde toestellen te wijzigen of aan te passen of om nieuwe toestellen te leveren die voldoen aan vroegere specificaties.

Beschadigingen moeten binnen de 14 dagen na ontvangst van de toestellen worden gemeld. Zichtbare schade aan de verpakking moet bij de levering op de ontvangstnota worden vermeld.

Deze garantie vervangt nadrukkelijk alle andere expliciete of impliciete garanties. Wij gaan geen enkele verbintenis aan, en geven niemand de toestemming om voor ons een verbintenis aan te gaan, in verband met de verkoop of het gebruik van deze toestellen. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor daaruitvolgende of uitzonderlijke schade. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot toebehoren of onderdelen die niet door ons werden geleverd.

14. EG - verklaring van overeenstemming



EU Declaration of Conformity

According to Medical Devices Regulation MDR 2017/745

Manufacturer / Fabrikant / Fabricant / Hersteller

Handi-Move NV - Ten Beukeboom 13 - B 9400 Ninove - Belgium

SRN (Single Registration Number): BE-MF-000016949

Name device **Handi-Move Mobile Lift "16xx"**

Naam hulpmiddel **Handi-Move Mobiele Lift "16xx"**

Nom dispositif **Handi-Move Soulève-personne Mobile "16xx"**

Name Hilfsmittel **Handi-Move Mobiler Lifter "16xx"**

Basic UDI-DI **54040166MBLRH**

Model numbers	Standard	Foldable Plooilift Pliable Reiselifter	Small	Mini	Hydraulic
With swivelhook / met draainagel / avec tourillon / mit Drehnagel	1640	-	1631	-	-
With spreader bar / met tiljuk / avec fléau / mit Aufhängevorrichtung	1641	1635	1630	1615	1610
Intended purpose	The Handi-Move mobile lift 16xx is intended to transfer persons with limited mobility.				
Beoogd gebruik	De Handi-Move mobiele lift 16xx is bedoeld om personen met beperkte mobiliteit te transfereren.				
Destination médicale	Le soulève-personne mobile Handi-Move 16xx est utilisé pour transférer des personnes à mobilité réduite.				
Zweckbestimmung	Der Handi-Move Mobiler Lifter 16xx wird zum Transfer von Personen mit eingeschränkter Mobilität eingesetzt.				

Classification MDR **Class I (rule 1 + 13, MDR2017/745 annex VIII)**

Harmonised standards applied / Geharmoniseerde normen toegepast
Normes harmonisées appliquées / Harmonisierte Standards angewendet

EN ISO 15223-1:2021; EN ISO14971:2019/A11:2021



EU Declaration of Conformity

According to Medical Devices Regulation MDR 2017/745

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Handi-Move NV. The devices covered by the present EU declaration are in conformity with the Medical Devices Regulation MDR 2017/745 and the RoHS Directive 2011/65/EU.

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van Handi-Move NV. De toestellen die onder deze EU-verklaring vallen, zijn in overeenstemming met de Verordening Medische Hulpmiddelen MDR 2017/745 en de RoHS Richtlijn 2011/65/EU.

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité de Handi-Move NV. Les dispositifs couverts par la présente déclaration UE sont conformes au Règlement sur les Dispositifs Médicaux MDR 2017/745 et la Directive RoHS 2011/65/UE.

Diese Konformitätsklärung wird unter der alleinigen Verantwortung von Handi-Move NV ausgestellt. Die von dieser EU-Erklärung erfassten Geräte entsprechen der Medizinprodukteverordnung MDR 2017/745 und RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

Stefan Van Raemdonck bvba
Director Handi-Move international
Ninove, 17-09-2025

